

Anticorpo Policlonale Anti-Bak Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q16611

Numero articolo: CM0023664



introduzione

Anticorpo policlonale anti-Bak da coniglio per WB ed ELISA. Riconosce il regolatore dell'apoptosi BAK (BCL2L7), cruciale per la permeabilizzazione della membrana mitocondriale esterna. Reagisce in modo crociato con proteine umane e murine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale Bak da Coniglio
Note/Alias	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	578
ID Gene	578
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina Bak umana (NP_001179.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q16611
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio