

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bak Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q16611

Numero articolo: CM0016726



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia il regolatore dell'apoptosi umano Bak (BAK, BCL2L7). Validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA; reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi mitocondriale e la famiglia Bcl-2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Bak Rabbit pAb
Note/Alias	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
Specie	Umana
GeneID (Umana)	578
GeneID	578
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50 e 150 della Bak umana (NP_001179.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16611
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio