

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Banf1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75531

Numero articolo: CM0005777



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro BANF1 (Barrier-to-autointegration factor), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva BANF1 umano, di topo, di ratto. Adatto per la ricerca sull'organizzazione della cromatina, sul danno al DNA e sull'integrazione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BANF1 Rabbit mAb
Note/Alias	BAF; NGPS; BCRP1; D14S1460; BANF1
Specie	Umano
GeneID (umano)	8815
GeneID	8815
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-89 di BANF1 umano (O75531)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75531
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Sacca refrigerante