

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Bap1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92560

Numero articolo: CM0026333



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio BAP1 per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva BAP1 umano, murino e ratto (~80 kDa). Ideale per lo studio della deubiquitinazione dell'istone H2A e della regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BAP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	UBM2; UVM2; KURIS; TPDS1; UCHL2; hucep-6; HUCEP-13; BAP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8314
GeneID	8314
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di BAP1 umano (NP_004647.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q92560
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio