

Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti-Bap31 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51572

Numero articolo: CM0006196



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-BAP31 progettato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva la proteina BAP31 (28 kDa) in campioni umani, di topo e di ratto. Essenziale per lo studio della funzione del RE, del trasporto proteico e delle vie dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-BAP31
Note/Alias	CDM; DDCH; BAP31; 6C6-AG; DELXQ28; DXS1357E; MICRODELXq28
Specie	Umano
ID Gene	10134
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 101-200 di BAP31 umano (P51572)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51572
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio