

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bap31 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P51572

Numero articolo: CM0025517



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BAP31 umano (BCAP31), una proteina di membrana del RE coinvolta nella secrezione proteica e nell'ERAD. Validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA e reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BAP31 Rabbit pAb
Note/Alias	CDM; DDCH; BAP31; 6C6-AG; DELXQ28; DXS1357E; MICRODELXq28
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10134
GeneID	10134
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 127-246 di BAP31 umano (NP_001243376.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51572
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio