


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Bat3/Bag6 Per Wb E Elisa - P46379

Numero articolo: CM0002961



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-BAT3/BAG6 di alta qualità validato per WB e ELISA. Rileva BAG6 umano, murino e ratto, una chaperone coinvolta nel controllo della qualità delle proteine e nell'apoptosi. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BAT3/BAG6 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	G3; BAT3; BAG-6; D6S52E; BAT3/BAG6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7917
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1033-1132 di BAT3/BAG6 umano (P46379).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P46379
Peso proteico	119kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio