


Anticorpo Policlonale Anti-Bax Per Wb, If/Icc, Elisa - Q07812

Numero articolo: CM0013150



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce Bax umano (BCL2 Associated X). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi. Immunogeno: peptide sintetico (aa 1-100).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Bax Rabbit pAb
Note/Alias	BCL2 Associated X, Bcl-2-Like Protein 4, Bcl2-L-4, BCL2L4,BAX
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	581
Gene ID	581
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza entro gli amminoacidi 1-100 di Bax umano (NP_620116.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q07812
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio