


Anticorpo Policlonale Anti-Bax Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07812

Numero articolo: CM0013232



introduzione

Anticorpo policlonale anti-Bax di alta qualità convalidato per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; reagisce con Bax umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Bax Rabbit pAb
Note/Alias	BCL2 Associated X, Bcl-2-Like Protein 4, Bcl2-L-4, BCL2L4,BAX
Specie	Umano
GeneID (Umano)	581
GeneID	581
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del Bax umano (NP_620116.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q07812
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio