


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Bax (Validato Ko) Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q07812

Numero articolo: CM0003437



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Bax validato per la ricerca sull'apoptosi. Adatto per WB, IF/ICC, IP ed ELISA su umano, topo e ratto. Bersaglia SWISS Q07812 con un peso proteico di 21kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Bax mAb Coniglio
Note/Alias	BCL2L4; ax
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	581
Gene ID	581
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q07812
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio