


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bax (Convalidato Ko) Per La Ricerca Sull'apoptosi - Q07812

Numero articolo: CM0012926



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO contro Bax umano (BCL2 Associated X, BCL2L4). Rileva una proteina di 21 kDa. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; reagisce in modo crociato con topo, ratto. Ideale per studi sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Convalidato KO] Bax Rabbit pAb
Note/Alias	BCL2 Associated X, Proteina Simile a Bcl-2 4, Bcl2-L-4, BCL2L4, BAX
Specie	Umano
GenelD (umano)	581
GenelD	581
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di Bax umano (NP_620116.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q07812
Peso Proteico	21 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio