


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Baz2A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uif9

Numero articolo: CM0022084



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al BAZ2A umano (TIP5), convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi sul rimodellamento della cromatina e sul silenziamento rDNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BAZ2A pAb coniglio
Osservazioni/Alias	TIP5; WALp3; BAZ2A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11176
GeneID	11176
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 97-295 del BAZ2A umano (NP_038477.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UIF9
Peso proteico	211kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio