


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Baz2A / Tip5 Per Wb Ed Elisa - Q9Uif9

Numero articolo: CM0021347



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro BAZ2A / TIP5 umano, validato per Western blot ed ELISA. Specifico per bersagli umani e murini, ideale per la ricerca sul rimodellamento della cromatina ed epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BAZ2A / TIP5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TIP5; WALp3; BAZ2A / TIP5
Specie	Umano
GeneID (umano)	11176
GeneID	11176
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 97-295 di BAZ2A umano (TIP5) (NP_038477.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UIF9
Peso proteico	211kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio