

Anticorpo Policlonale Anti-Bbox1 Per Wb, If-P, Elisa - 075936

Numero articolo: CM0027008



introduzione

BBOX1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale contro la gamma-butilirrobetaina diossigenasi, validato per WB, IF-P ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi della carnitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BBOX1 Rabbit pAb
Note/Alias	BBH; BBOX; G-BBH; gamma-BBH; BBOX1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8424
ID Gene	8424
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di BBOX1 umana (NP_003977.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075936
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio