

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Bbs10 Per Wb, Elisa - Q8Tam1

Numero articolo: CM0027511

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio (pAb) anti-BBS10 convalidato per Western blot (WB) e ELISA. Rileva BBS10 (~81 kDa) umano e murino. Ideale per lo studio delle ciliopatie, l'assemblaggio del BBSoma e le funzioni delle molecole chaperone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BBS10 Rabbit pAb
Note / Alias	C12orf58; BBS10
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	79738
GeneID	79738
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 474-723 della BBS10 umana (NP_078961.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8TAM1
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio