

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bbs7 Per Wb/If/Icc/Elisa - Q8Iwz6

Numero articolo: CM0024634

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a BBS7 umano (BBS2L1), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Rileva una proteina di ~80 kDa. Adatto per la ricerca sulle ciliopatie, sul complesso BBSome e sulla via SHH.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BBS7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BBS2L1; BBS7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55212
GeneID	55212
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di BBS7 umano (NP_060660.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8Iwz6
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio