

Anticorpo Policlonale Anti-Bc12 Per Wb E Elisa - Q6Yul8

Numero articolo: CM0021922

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia BC12 (KIN4A) di *Oryza sativa*, adatto per Western blot e ELISA. Convalidato per la specie riso. Utile per la ricerca sulla biogenesi della parete cellulare e la segnalazione delle gibberelline.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BC12 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	BC2; GDD1; KIF4-like; Osj_28385; OJ1134_E08.39-1; OJ1134_E08.39-2; OJ1134_E08.39-3; BC12
Specie	<i>Oryza sativa</i>
ID gene	4346402
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 840-970 di BC12 di <i>Oryza sativa</i> . (Q6YUL8)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q6YUL8
Peso proteico	116kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio