

Anticorpo Policlonale Anti-Bcar1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56945

Numero articolo: CM0022482



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-BCAR1 (P56945) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Uomo, Topo, Ratto. Prende di mira p130cas, una proteina di ancoraggio centrale nelle vie di segnalazione dell'adesione e della migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BCAR1 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; BCAR1
Specie	Uomo
ID gene	9564
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 495-612 di BCAR1 umano (NP_055382.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P56945
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio