

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Bcas3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9H6U6

Numero articolo: CM0028587



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto contro BCAS3 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per ricerche su angiogenesi, cancro e autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BCAS3 Rabbit pAb
Note/Alias	MAAB, GAOB1, PHAF2, HEMARS, BCAS3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	54828
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H6U6
Peso proteico	101 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio