


Anti-Bcat1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - P54687

Numero articolo: CM0024216



introduzione

BCAT1 Rabbit pAb (P54687) è un anticorpo policlonale convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con BCAT1 umano, murino e ratto, consentendo studi sul metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata e la biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BCAT1 Rabbit pAb
Note/Alias	BCT1; PP18; BCATC; ECA39; MECA39; PNAS121; BCAT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	586
GeneID	586
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-190 del BCAT1 umano (NP_005495.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P54687
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio