

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Bcat2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15382

Numero articolo: CM0006857



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio BCAT2 validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva BCAT2 umano e presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio BCAT2
Note/Alias	BCAT2; BCAM; BCATM; BCT2; PP18; transaminasi 2 degli aminoacidi a catena ramificata
Specie	Umano
ID Gene (umano)	587
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-392 di BCAT2 umano. (NP_001181.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15382
Peso Proteico	33kDa/44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio