

Anticorpo Policlonale Anti-Bccip Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P287

Numero articolo: CM0028575



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-BCCIP validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con BCCIP umano, di topo e di ratto. Ideale per studi sulla riparazione del DNA, il ciclo cellulare e il centrosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BCCIP Rabbit pAb
Note/Alias	TOK1; TOK-1; BCCIP
Specie	Umana
GeneID (Umano)	56647
GeneID	56647
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-314 di BCCIP umano (NP_510868.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9P287
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio