


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Bcdin3D Per Wb, Elisa - Q7Z5W3

Numero articolo: CM0021759



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità specifico per BCDIN3D (RNA 5'-monofosfato metiltransferasi), validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni umani e di topo. Adatto per studi sulla metilazione degli tRNA e sul processing dei miRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BCDIN3D Rabbit pAb
Note/Alias	BCDIN3D
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	144233
GeneID	144233
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-292 di BCDIN3D umano (NP_859059.1)
Provenienza	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q7Z5W3
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio