


Anticorpo Policlonale Anti-Bckdha Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P12694

Numero articolo: CM0030627



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BCKDHA umano (MSU1, BCKDE1A), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva umano, topo, ratto. Bersaglia la subunità alfa E1 della deidrogenasi mitocondriale dei chetoacidi a catena ramificata, ~50kDa. Ideale per la ricerca sul metabolismo e sulla malattia delle urine a sciroppo d'acero.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BCKDHA pAb Coniglio
Note/Alias	MSU; MSUD1; OVD1A; BCKDE1A; BCKDHA
Specie	Umano
GenelD (Umano)	593
GenelD	593
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 276-445 di BCKDHA umana (NP_000700.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12694
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio