


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Bckdha Per Wb, If/Icc, Elisa - P12694

Numero articolo: CM0018885



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro BCKDHA umano, validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo degli amminoacidi a catena ramificata e della funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BCKDHA Rabbit pAb
Note/Alias	MSU; MSUD1; OVD1A; BCKDE1A; BCKDHA
Specie	Umana
ID gene (Umano)	593
ID gene	593
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 276-445 di BCKDHA umano (NP_000700.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P12694
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio