


Anticorpo Monoclonale Anti-Bckdhb (E1B) Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P21953

Numero articolo: CM0006536



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro BCKDHB umano (E1B, BCKDH E1-beta). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo mitocondriale e sulla malattia delle urine a sciroppo d'acero.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb BCKDHB di Coniglio
Note/Alias	E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-beta; BCKDHB
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	594
ID Gene	594
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 51-392 di BCKDHB umano (NP_898871.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21953
Peso Proteico	43 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio