


Anticorpo Monoclonale Anti-Bckdhb Per Wb - P21953

Numero articolo: CM0006507



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro BCKDHB (BCKDE1B), validato per WB ed ELISA, reagisce con umano, topo, ratto. Utilizzato nella ricerca sul metabolismo degli amminoacidi a catena ramificata e sulla malattia delle urine con odore di sciroppo d'acero.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BCKDHB Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-beta; BCKDHB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	594
GeneID	594
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 51-392 di BCKDHB umano (NP_898871.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21953
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio