


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bckdhb Per Wb, Elisa - P21953

Numero articolo: CM0012878



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BCKDHB umano, validato per WB ed ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Mira alla subunità beta della 2-ossosovalerato deidrogenasi mitocondriale, coinvolta nel catabolismo degli aminoacidi a catena ramificata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BCKDHB Rabbit pAb
Note/Alias	E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-beta; BCKDHB
Specie	Umano
GeneID (umano)	594
GeneID	594
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 183-392 di BCKDHB umano (NP_898871.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo, Ratto
SWISS	P21953
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio