

Anticorpo Monoclonale Anti-Bckdk Per Wb, Elisa - O14874

Numero articolo: CM0003687



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la BCKDK umana, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Riconosce la branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase kinase, un regolatore chiave del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata (BCAA) e dei lipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BCKDK Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	BDK; BCKDKD; BCKDK
Specie	Umana
GeneID (umano)	10295
GeneID	10295
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O14874
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Ghiaccio secco