

Anticorpo Policlonale Anti-Bckdk Per Wb, If/Icc, Elisa - O14874

Numero articolo: CM0025693



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a BCKDK (chinasi dell'alfa-chetoacido a catena ramificata). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con l'essere umano e il ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo degli amminoacidi a catena ramificata (BCAA) e sulla regolazione del glucosio e dei lipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BCKDK Rabbit pAb
Note/Alias	BCK; BCKDKD; BCKDK
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10295
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 153-412 del BCKDK umano (NP_005872.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	O14874
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio