

Anticorpo Monoclonale Anti-Bcl-2 Per Wb - P10415 / P49950

Numero articolo: CM0011669



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Bcl-2 validato per Western blot (WB), IHC-P ed ELISA. Riconosce il Bcl-2 umano, murino e ratto. Adatto per la ricerca sull'apoptosi, autofagia e cancro. Anticorpo ricombinante per prestazioni costanti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] Bcl-2 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Specie	Umano/Ratto
GeneID (Umano)	596
GeneID	596/24224
Immunogeno	Un peptide sintetico di Bcl2 umano/ratto
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P10415/P49950
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio