

Anticorpo Policlonale Anti-Bcl-2 Per Wb, Ip, Elisa - P49950

Numero articolo: CM0022318

introduzione

Bcl-2 Rabbit pAb convalidato per WB, IP, ELISA con reattività crociata verso il topo. Bersaglia la regione N-terminale di Bcl-2 di ratto (26 kDa), un regolatore chiave dell'apoptosi. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Bcl-2 Rabbit pAb
Note / Alias	Bcl-2,
Specie	Ratto
GeneID (Uomo)	596
GeneID	24224
Immunogeno	Proteina ricombinante Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Bcl2 di ratto (NP_058689.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P49950
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio