

Anticorpo Policlonale Anti-Bcl-2 Per Wb - P10415

Numero articolo: CM0017298



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Bcl-2 umano, adatto per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Progettato per la ricerca sull'apoptosi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Bcl-2 pAb coniglio
Note/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Specie	Umano
GeneID (Umano)	596
GeneID	596
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-239 di Bcl-2 umano (NP_000624.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10415
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio