

Anticorpo Policlonale Anti-Bcl-2 (Ppp1R50) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P10415

Numero articolo: CM0015400



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Bcl-2 umano (PPP1R50), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Sopprime l'apoptosi; adatto per la ricerca sull'apoptosi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Bcl-2 Rabbit pAb
Note/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	596
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della Bcl-2 umana (NP_000624.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P10415
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio