

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Bcl-2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49950

Numero articolo: CM0010753

introduzione

Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sul cancro, questo anticorpo monoclonale di coniglio anti-Bcl-2 è validato per WB, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata a topo e ratto. - P49950

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Bcl-2 mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	Bcl-2
Specie	Ratto
GeneID (Umano)	596
GeneID	24224
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di Bcl2 di ratto (NP_058689.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P49950
Peso proteico	26 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio