


Anticorpo Policlonale Anti-Bcl-W Per Wb, Elisa - Q92843

Numero articolo: CM0018341



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia Bcl-W (BCL2L2) umano, validato per WB e ELISA; presenta reazione crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca su apoptosi e sopravvivenza cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Bcl-W Rabbit pAb
Note/Alias	BCLW; BCL-W; PPP1R51; BCL2-L-2; Bcl-W
Specie	Umana
ID genico (Umano)	599
ID genico	599
Immunogeno	Peptide sintetico; Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-193 di Bcl-W umano (NP_0041.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q92843
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio