

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Bcl-XL Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q07817

Numero articolo: CM0006436



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Bcl-XL, validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce le specie umana, murina e ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sui mitocondri. Dettagli completi del prodotto, informazioni sul contesto biologico e supporto per l'approvvigionamento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Bcl-XL mAb di coniglio
Note/alias	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Bcl-XL
Specie	Uomo
GeneID (umano)	598
GeneID	598
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 di Bcl-XL umano (NP_612815.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q07817
Peso della proteina	26 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico