

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bcl-XL Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q07817

Numero articolo: CM0013433



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Bcl-XL (aa 1-80). Convalidato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Bcl-XL Rabbit pAb
Note/Alias	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Bcl-XL
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	598
ID Gene	598
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 di Bcl-XL umano (NP_001304848.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q07817
Peso proteico	26 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio