

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bcl-XL (Validato Kd) Per Wb, Elisa - Q07817

Numero articolo: CM0022801



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Bcl-XL, validato KD per Western blot ed ELISA. Reagisce con Bcl-XL umano, murino e di ratto; ideale per la ricerca sull'apoptosi, sul cancro e sulle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KD] pAb di coniglio anti-Bcl-XL
Note/alias	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; [Validato KD] Bcl-XL
Specie	Umana
ID del gene (umano)	598
ID del gene	598
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di Bcl-XL umano (NP_001304848.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q07817
Peso della proteina	26 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante