


Anti-Bcl10 (Validato Ko) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Elisa - O95999

Numero articolo: CM0014433



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio validato KO contro Bcl10 umano, per WB e ELISA. Rileva Bcl10 in umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla via NF-kB e sulla segnalazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Bcl10 pAb Coniglio
Note/Alias	CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; 10
Specie	Umano
GeneID (umano)	8915
GeneID	8915
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-233 di Bcl10 umano (NP_003912.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95999
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio