


Anticorpo Monoclonale Anti-Bcl10 Per Wb, Elisa - O95999

Numero articolo: CM0005924



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Bcl10 di alta qualità validato per Western blot e ELISA. Specifico per Bcl10 umano (O95999), un adattatore chiave della segnalazione immunitaria. Ideale per la ricerca su NF-kappa-B e il complesso CBM.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Bcl10 Rabbit mAb
Note/Alias	CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; Bcl10
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	8915
ID genico	8915
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	O95999
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio