


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Bcl2A1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16548

Numero articolo: CM0017410



introduzione

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-BCL2A1, specifico per l'uomo, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Bersaglia la proteina anti-apoptotica ematopoietica Bfl-1 (BCL2A1) coinvolta nella sopravvivenza cellulare e nella risposta alle infezioni. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BCL2A1 Rabbit pAb
Note / Alias	GRS, ACC1, ACC2, BFL1, ACC-1, ACC-2, HBPA1, BCL2L5, BCL2A1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	597
GeneID	597
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70-150 della proteina BCL2A1 umana (NP_004040.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	Q16548
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio