

Anticorpo Monoclonale Anti-Bcl2L12 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hb09

Numero articolo: CM0003244

introduzione

BCL2L12 Rabbit mAb (Umano, 37kDa, Q9HB09) validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Adatto per la ricerca sull'apoptosi e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BCL2L12 Rabbit mAb
Specie	Umano
GeneID (Umano)	83596
GeneID	83596
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9HB09
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio