


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Bcl2L15 Per Wb, Elisa - Q5Tbc7

Numero articolo: CM0006703



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro BCL2L15 umano (Bfk, C1orf178). Validato per WB ed ELISA. Utile per applicazioni di ricerca sull'apoptosi, lo splicing alternativo e la proteomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BCL2L15 Rabbit mAb
Note/alias	Bfk; C1orf178; BCL2L15
Specie	Uomo
GeneID (umano)	440603
GeneID	440603
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-163 di BCL2L15 umano (NP_001010922.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q5TBC7
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante