

Anticorpo Policlonale Anti-Bcl3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P20749

Numero articolo: CM0014684



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BCL3 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con BCL3 umano, di topo e di ratto. Adatto per studi sulla regolazione di NF-kappa-B e sulla segnalazione oncogenica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BCL3 Rabbit pAb
Note/Alias	BCL4; D19S37; BCL3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	602
GeneID	602
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 di BCL3 umano (NP_005169.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20749
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio