

Anticorpo Monoclonale Anti-Bcl6 () Per Citometria A Flusso Intracellulare - P41182

Numero articolo: CM0012275



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano BCL6 coniugato direttamente con per citometria a flusso intracellulare. Validato per FC (intra), bersaglia un repressore trascrizionale cruciale nella biologia del centro germinativo e nella ricerca sui linfomi. Reattività crociata umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Umano BCL6
Note/Alias	BCL6; BCL5; BCL6A; LAZ3; ZBTB27; ZNF51; B-cell CLL/lymphoma 6
Specie	Umano
GeneID	604
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 235-350 di BCL6 umano (NP_001124317.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P41182
Peso Proteico	72kDa/78kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio