

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Bcl6 Per Citometria A Flusso Ed Elisa - P41182

Numero articolo: CM0006651



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ricombinante anti-umano BCL6 convalidato per citometria a flusso intracellulare ed ELISA. Ideale per lo studio della funzione e della localizzazione della proteina B-cell lymphoma 6.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BCL6 Rabbit mAb
Note/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27; BCL6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	604
GeneID	604
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 235-350 del BCL6 umano (NP_001124317.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra), ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P41182
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio