

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Bcl9 Per Wb E Elisa - 000512

Numero articolo: CM0022392



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Bcl9 umano, un proto-oncogene della via Wnt. Validato per Western blot (WB) e ELISA, con reattività crociata con il topo. Immunogeno: proteina ricombinante N-terminale. Ideale per la ricerca sul cancro e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Bcl9 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LGS; Bcl9
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	607
GeneID	607
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-100 di Bcl9 umano. (NP_004317.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	000512
Peso proteico	149 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio