

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bcl9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9D219

Numero articolo: CM0028989

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-Bcl9 adatto per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce Bcl9 umano, murino, di ratto, un coattivatore nucleare della via Wnt di ~149kDa. Supporta la ricerca sul cancro e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Bcl9 di Coniglio
Note/Alias	Gm130; 2610202E01Rik; 8030475K17Rik; A330041G23Rik; Bcl9
Specie	Topo
GeneID (Umano)	607
GeneID	77578
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1278-1377 di Bcl9 murino (NP_084209.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9D219
Peso Proteico	149kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio