

## Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Bcl9 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9D219

Numero articolo: CM0023964

### introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro la proteina B-cell CLL/lymphoma 9 (Bcl9) di topo. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla via di segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Descrizione                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Bcl9 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Note/alias          | Gm130; 2610202E01Rik; 8030475K17Rik; A330041G23Rik; Bcl9                                                                |
| Specie              | Topo                                                                                                                    |
| ID gene (Umano)     | 607                                                                                                                     |
| ID gene             | 77578                                                                                                                   |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-500 di Bcl9 di topo (Q9D219) |
| Origine             | Rabbit                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                   |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                       |
| SWISS               | Q9D219                                                                                                                  |
| Peso proteico       | 149 kDa                                                                                                                 |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                   |